

KERN 326-09

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 500 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-439

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-439

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	500 g
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Eco-form
Dimensioni (Ø×A)	38×64 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	38×38×64 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg