

KERN 326-36

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 5 kg, Bloqueo, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS 962-443

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	5 kg
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	7,8125
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	25 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	150×68×96 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×68×96 mm
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envío	5 kg