

KERN 326-36

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 5 kg, Blocco, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso di spedizione 5 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-443

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	7,8125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	150×68×96 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×68×96 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg