

# KERN 326-37

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Block, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-444

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	193×96×117 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	193×96×117 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg