

KERN 326-37

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 10 kg, Blocco, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso di spedizione 10 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-444

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	10 kg
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	15,625
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	50 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	193×96×117 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	193×96×117 mm
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg