

# KERN 326-37

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 kg, Blok, roestvrij staal gepolijst (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-444

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	15,625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	193×96×117 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	193×96×117 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg