

KERN 326-37

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 10 kg, Bloco, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração 962-444
DAkKS

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	326

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	10 kg
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	15,625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	193×96×117 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	193×96×117 mm
Peso líquido	10 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg