

KERN 326-38

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso di spedizione 20 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-445

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	31,25
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	100 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	233×115×147 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	233×115×147 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg
Peso lordo ca.	20 kg