

KERN 326-38

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 20 kg, Blok, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-445

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML F1 |
| Productfamilie | 326 |

Meetsysteem

| | |
|---|--------|
| Testgewicht - nominale waarde | 20 kg |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 31,25 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 100 mg |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 7390 |
| Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML) | 8730 |
| Testgewicht OIML klasse | F1 |

Ontwerp

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Blok |
| Afmetingen gewicht (B×D×H) | 233×115×147 mm |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 233×115×147 mm |
| Nettogewicht | 20 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 20 kg |
| Brutogewicht ca. | 20 kg |
| Verzendgewicht | 20 kg |