

KERN 326-39

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 kg, Block, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-446

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	78,125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	295×158×191 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	295×158×191 mm
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg