

KERN 326-39

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 50 kg, Blocco, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso di spedizione 50 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-446

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	326

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	78,125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	250 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	295×158×191 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	295×158×191 mm
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg