

KERN 326-39

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 50 kg, Blok, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-446

Pictogrammen

STANDARD



2 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	326

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	78,125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	295×158×191 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	295×158×191 mm
Nettogewicht	50 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg