

KERN 327-01

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 1 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-431
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-431
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-431

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,125
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0016
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,1 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	6×6 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×6 mm
Peso netto	0,001 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg