

# KERN 327-01

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 1 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-431
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-431
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-431

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0016
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,1 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	3000
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg