

# KERN 327-02

**KERN**

Peso singolo, classe OIML F1, 2 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-432
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-432
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-432

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	2 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	0,25
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0031
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,12 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	4000
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	6×11 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×11 mm
Peso netto	0,002 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg