

KERN 327-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-433
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-433
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-433

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0078
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,16 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	5300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	16000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	8×16,5 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×16 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg