

KERN 327-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-434

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-434

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-434

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume (cm ³)	1,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0156
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,2 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6000
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	12000
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	10×19 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×19 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg