

# KERN 327-05

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-435
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-435
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-435

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,25 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6600
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10100
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×23,5 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg