

KERN 327-05

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 20 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-435

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-435

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-435

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht - volume (cm ³)	2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0313
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,25 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6600
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10100
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×23,5 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg