

KERN 327-05

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 20 g, Botão, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-435
Número do artigo para calibração DAkkS	962-435
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-435

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 g
Peso de teste - volume (cm ³)	2,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0313
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,25 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6600
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10100
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	13×23,5 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×23 mm
Peso líquido	0,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg