

KERN 327-06

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-436
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-436
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-436

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0781
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,3 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7270
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8890
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×29,5 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×29 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg