

# KERN 327-06

**KERN**

Peso individual, Classe OIML F1, 50 g, Botão, aço inox polido (OIML)



## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-436
Número do artigo para calibração DAkks	962-436
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-436

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	6,25
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,0781
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,3 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7270
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8890
Peso de teste OIML classe	F1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	18×29,5 mm
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	18×18×29 mm
Peso líquido	0,05 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg