

# KERN 327-07

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-437
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-437
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-437

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	12,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,5 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	22×39 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	22×22×39 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg