

KERN 327-07

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 100 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,1 kg

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-437

Número de artículo para calibración DAkkS 962-437

Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-437

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	327

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	100 g
Peso de control - volumen (cm ³)	12,5
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,1563
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,5 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	22×39 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	22×22×39 mm
Peso neto	0,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg