

KERN 327-07

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-437

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-437

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-437

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht - volume (cm ³)	12,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,1563
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×39 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×39 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg