

KERN 327-07

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 100 g, Botão, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-437
Número do artigo para calibração DAkkS	962-437
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-437

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 g
Peso de teste - volume (cm ³)	12,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,1563
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,5 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	22×39 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	22×22×39 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg