

KERN 327-08

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-438
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-438
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-438

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,3125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×48,5 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×48 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg