

# KERN 327-08

**KERN**

Pesas individuales, Clase OIML F1, 200 g, Botón, acero inoxidable pulido (OIML)



Peso de envío 0,2 kg

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) 952-438  
Número de artículo para calibración DAkkS 962-438  
Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-438

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca KERN  
Categoría de producto Peso individual  
Grupo de producto OIML F1  
Familia de productos 327

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal 200 g  
Peso de control - volumen (cm<sup>3</sup>) 25  
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm<sup>3</sup>) 0,3125  
Tolerancia admisible según la OIML (+/-) 1 mg  
Peso de control - Densidad [Min] (OIML) 7390  
Peso de control - Densidad [Max] (OIML) 8730  
Peso de control OIML clase F1

## Diseño

Forma constructiva pesa Botón  
Dimensiones (Ø×A) 28×48,5 mm  
Material acero inoxidable pulido (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d  
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 28×28×48 mm  
Peso neto 0,2 kg  
Método de envío Servicio de paquetes  
Peso neto aprox. 0,20 kg  
Peso bruto aprox. 0,20 kg