

KERN 327-08

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-438
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-438
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-438

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	200 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	25
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,3125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	1 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	28×48,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	28×28×48 mm
Peso netto	0,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg