

KERN 327-08

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-438

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-438

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-438

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht - volume (cm ³)	25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,3125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	28×48,5 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	28×28×48 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg