

# KERN 327-09

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 500 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-439
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-439
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-439

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	62,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×66 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×66 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg