

# KERN 327-11

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht	1 kg
----------------	------

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-441
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-441
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-441

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,5625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	48×83 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×83 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg