

KERN 327-12

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 2 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-442

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-442

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-442

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	3,125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	10 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	60×115 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×115 mm
Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg