

# KERN 327-13

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-443

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-443

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-443

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	7,8125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×147 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg