

KERN 327-13

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 5 kg, Botão, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-443
Número do artigo para calibração DAkkS	962-443
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-443

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	625
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	7,8125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	80×147 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×147 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg