

KERN 327-14

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	15,625
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	100×185 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×185 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-444
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-444
Artikelnummer für garantierte Plus- Abweichung	921-444

Piktogramme

STANDARD

