

KERN 327-14

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	10 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	1250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	15,625
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	50 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	100×185 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×100×185 mm
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-444
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-444
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-444