

KERN 327-14

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 10 kg, Botão, aço inox polido (OIML)

Pictogramas

STANDARD



1 DAY



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	10 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	1250
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	15,625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	100×185 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×100×185 mm
Peso líquido	10 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-444
Número do artigo para calibração DAkkS	962-444
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-444