

KERN 327-141

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 kg, Controle gewicht, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 10 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-444

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	1250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	15,625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Controle gewicht
Afmetingen (Ø×H)	136×132 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	136×136×132 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg