

KERN 327-15

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-445 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-445 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-445 |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML F1 |
| Produktfamilie | 327 |

Messsystem

| | |
|---|--------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 20 kg |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 2500 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 31,25 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 100 mg |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 7390 |
| Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) | 8730 |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | F1 |

Bauform

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (Ø×H) | 129×245 mm |
| Material | Edelstahl poliert (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 129×129×245 mm |
| Nettogewicht | 20 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 20 kg |
| Bruttogewicht ca. | 20 kg |
| Versandgewicht | 20 kg |