

# KERN 327-15

**KERN**

Peso singolo, classe OIML F1, 20 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-445
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-445
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-445

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	2500
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	31,25
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	100 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	129×245 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	129×129×245 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg