

KERN 327-15

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 20 kg, Botão, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-445
Número do artigo para calibração DAkkS	962-445
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-445

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	2500
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	31,25
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	100 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	129×245 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	129×129×245 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envio	20 kg