

# KERN 327-151

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert (OIML)



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2500
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	31,25
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×217 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	137×137×217 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-445
--	---------

## Piktogramme

STANDARD

