

KERN 327-151

KERN

Poids individuel, Classe OIML F1, 20 kg, Contrôler le poids, inox poli (OIML)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	327

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	20 kg
Poid de contrôle - volume (cm ³)	2500
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	31,25
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	100 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	7390
Poid de contrôle - Densité [Max] (OIML)	8730
Poid de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Forme poid	Contrôler le poids
Dimensions (Ø×H)	136×217 mm
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	137×137×217 mm
Poids net	20 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	20 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-445
--	---------

Pictogrammes

STANDARD

