

# KERN 327-16

**KERN**

Peso individual, Classe OIML F1, 50 kg, Botão, aço inox polido (OIML)

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	6250
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	78,125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	F1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	178×298 mm
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	178×178×298 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-446
Número do artigo para calibração DAkkS	962-446
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-446