

KERN 327-161

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 50 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	6250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	78,125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	250 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Peso di controllo
Dimensioni (Ø×A)	137×217 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	198×198×249 mm
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-446
---	---------

Pittogrammi

STANDARD

