

KERN 327-161

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 50 kg, Peso de controlo, aço inox polido (OIML)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	327

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	6250
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	78,125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	137×217 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	198×198×249 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-446
--	---------

Pictogramas

STANDARD

