

KERN 328-22

KERN

Kit di pesi di milligrammi, F1, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-450

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-450

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	328

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni (L×P×A)	136×53×22 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×60×22 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-450
--	---------