

# KERN 328-22

# KERN

Conjunto de pesos de miligramas, F1, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML), em caixa plástica



Número do artigo para desvio Plus  
garantido 921-450

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	328

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de teste OIML classe	F1

## Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões (L×P×A)	136×53×22 mm
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	130×60×22 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-450
Número do artigo para calibração DAkkS	962-450