

KERN 328-222-410

KERN

Kunststoff-Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 mg - 5 g)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Kunststoff-Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M2
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 5 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	130×60×22 mm
Material	Kunststoff

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	130×60×22 mm
Nettogewicht	0,09 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme